


## Эластотонометры Филатова-Кальфа, Россия



**Эластотонометрия** - метод определения офтальмотонуса при измерении внутриглазного давления тонометрами различной массы. Для эластотонометрии применяют набор тонометров Маклакова массой 5; 7,5; 10 и 15 г, при помощи которых в порядке возрастания их массы 4 раза измеряют внутриглазное давление. Показания тонометров разной массы наносят на график: на оси абсцисс - масса тонометров в граммах, на оси ординат - значения тонометрического внутриглазного давления. При эластотонометрии глаз здоровых людей на графике получается прямая линия, подъем эластокривой (разница между внутриглазным давлением, полученным при измерении тонометрами с грузом 5 и 15 г) не меньше 7 и не более 12 мм рт. ст. Высокое начало эластокривой (внутриглазное давление более 21 мм рт. ст. при тонометрии с грузом 5 г), укороченный или удлиненный тип эластокривых (размах менее 7 и более 12 мм рт. ст.) являются основанием для подозрения на глаукому. **Эластотонометры Филатова-Кальфа позволяют определять параметры гидродинамики глаза в ручном режиме.** Более точные данные о гидродинамике глаза получают с помощью электронных тонографов, таких как [Глаутест-60](#).

### **Комплект поставки:**

Количество грузиков	Не менее 5 шт.
Грузик 5 гр.	1 шт.
Грузик 7,5 гр.	1 шт.
Грузик 10,0 гр.	2 шт.
Грузик 15 гр.	1 шт.
Держатель	1 шт.
Измерительная линейка	3 шт.
Футляр	1 шт.
Габаритные размеры	130x60x30 мм