

- он должен быть подвешен на стене так, чтобы нижний край корпуса находился на высоте 1,2 м от пола и расположен на расстоянии 5 метров от исследуемого.

Габаритные размеры, мм.:

- В транспортном положении 690x140x560
- В рабочем положении 665x325x535

Масса:

- не более 6 Кг.

Комплектность аппарата:

- Осветитель таблиц с лампой накаливания - 1 компл.
- Заслонка - 1 шт.
- Указка - 1 шт.
- Таблицы Головина Сивцева (Кольца Ландольта) - 1 шт.
- Таблицы для исследования 03 Орловой..... - 1 шт.
- Таблица Ш-типа - 1 шт
- Таблица для близости - 1 шт.
- Комплект крепежных изделий - 1 компл.
- Паспорт - 1 шт.

Для сохранения постоянных условий освещения необходимо еженедельно протирать от пыли электрическую лампочку, зеркала и таблицы.