

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Линза Гольдмана

1. Назначение

Линза Гольдмана предназначен для диагностики и исследования глаза с помощью щелевой лампы и применяется в глазных клиниках, научно-исследовательских институтах глазных болезней и глазных кабинетах поликлиник.

2. Технические характеристики

Размеры, мм	42x32
Увеличение	0.94x
Материал линзы	Оптическое стекло К-8
Контактный диаметр, мм	18
Высота линзы, мм	32
Световой диаметр, мм	33
Фокусное расстояние, мм	15
Углы наклона зеркал, градусов	59, 66, 73
Масса, г	42