

НАБОР ПРОБНЫХ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ И ПРИЗМ TL-35M (226 линз) Shin-Nippon (Япония)

Набор пробных очковых линз и призм предназначен для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор состоит из 226 пробных очковых линз в металлической оправе

- **стигматические** - от +/- 0.12 до +/- 20 ДПТР;
- **астигматические** - от +/- 0.12 до +/- 6.0 ДПТР;
- **призмы очковые** - от 0.5 до 8 СРАД.

Масса набора - не более 4 кг.

Габаритные размеры набора - 550x360x85 мм

Конструкция набора позволяет врачу-офтальмологу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Кроме диагностической функции набор приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия и т.д.

Стигматические линзы						Астигматические линзы						Призмы СРАД		Вспомогательные линзы							
Отрицательные линзы			Положительные линзы			Минус / Плюс						Шт.	Наименование	Шт.							
Дптр	Шт.	Дптр	Шт.	Дптр	Шт.	Дптр.	Шт.	Дптр.	Шт.	Дптр.	Шт.				Шт.						
0.12	2	2.75	2	7.50	2	0.12	2	2.75	2	7.50	2	-0.12	2	-3.50	2	+1.25	2	0.50	2	Экран	2
0.25	2	3.00	2	8.00	2	0.25	2	3.00	2	8.00	2	-0.25	2	-4.00	2	+1.50	2	1.00	2	Диафрагма с отверстием	1
0.50	2	3.25	2	9.00	2	0.50	2	3.25	2	9.00	2	-0.50	2	-4.50	2	+1.75	2	2.00	2	Диафрагма щелевая	1
0.75	2	3.50	2	10.00	2	0.75	2	3.50	2	10.00	2	-0.75	2	-5.00	2	+2.00	2	3.00	1	Светофильтр красный	1
1.00	2	3.75	2	11.00	2	1.00	2	3.75	2	11.00	2	-1.00	2	-6.00	2	+2.25	2	4.00	1	Светофильтр зеленый	1
1.25	2	4.00	2	12.00	2	1.25	2	4.00	2	12.00	2	-1.25	2			+2.50	2	5.00	1	Футляр	1
1.50	2	4.50	2	13.00	2	1.50	2	4.50	2	13.00	2	-1.50	2	+0.12	2	+3.00	2	6.00	1	Салфетка	1
1.75	2	5.00	2	14.00	2	1.75	2	5.00	2	14.00	2	-1.75	2	+0.25	2	+3.50	2	7.00	1		
2.00	2	5.50	2	15.00	2	2.00	2	5.50	2	15.00	2	-2.00	2	+0.50	2	+4.00	2	8.00	1		
2.25	2	6.00	2	16.00	2	2.25	2	6.00	2	16.00	2	-2.25	2	+0.75	2	+4.50	2				
2.50	2	6.50	2	18.00	2	2.50	2	6.50	2	18.00	2	-2.50	2	+1.00	2	+5.00	2				
		7.00	2	20.00	2			7.00	2	20.00	2	-3.00	2			+6.00	2				