




## Компьютерная программа Стереопсис 2



Программа предназначена для измерения зависимости порога стереозрения от пространственной частоты объемного стимула. Метод дает возможность отдельного исследования работы фазового и позиционного механизмов стереопсиса.

Различные нарушения в мышечном аппарате глаза, проводящих путях и зрительной коре накладывают характерный отпечаток на кривые стереопорогов. Использование метода в медицинских исследованиях позволяет получить новые научные результаты.

Метод обеспечивает измерение стереопсиса с очень высокой точностью, необходимой, в частности, для профотбора по специальностям, связанным со стереовосприятием. Возможность же измерения очень больших стереопорогов на стимулах с низкими пространственными частотами позволяет выявлять остаточное стереозрение при различных заболеваниях.



### **Комплект поставки**

Дистрибутив на CD.  
Электронный ключ защиты.  
Руководство пользователя.  
Лицензия.  
Гарантия.

### **Условия лицензии**

Возможна многократная смена компьютера.

### **Требования к компьютеру**

IBM-совместимый, с процессором начиная от Pentium-166, дисководом для чтения CD. Оперативная память, свободное место на жестком диске, видеокарта – требования минимальны.

Компьютер должен поддерживать работу с USB-устройствами и иметь свободный USB-порт для установки электронного ключа защиты.

Операционная система – Windows XP/Vista/7 русифицированная.

Методическое пособие по применению программы утверждено МЗ РФ.