НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 1.


тел/факс (095) 234-32-40

тел. (095) 211-50-59

http://www.spetsmedpribor.ru e-mail: info@spetsmedpribor.ru, smp@spetsmedpribor.ru

(095) 979-69-86

ОФТАЛЬМОСКОП ОР-3Б (06, 07, 08)



Назначение и область применения

Приборы предназначены для:

- офтальмоскопического исследования глазного дна,
- в прямом вариант исполнения 06,
- в прямом и обратном виде вариант исполнения 07 и 08.
- исследования переднего отдела глаза вариант исполнения 08,
- диафоноскопического исследования глазного яблока вариант исполнения 08

Приборы в исполнении вариантов 06; 07; 08 имеют в осветительном блоке 3 дополнительных светофильтра: красный, желтый, зеленый. В результате расширяются возможности исследования изменений глазного дна в свете спектрального диапазона, выделяемого данными светофильтрами. Приборы необходимы в глазных и оптометрических кабинетах клиник и поликлиник, а также позволяют проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифферинцированных диагнозов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ПРИБОРОВ

ОР-3Б-06	
Насадка для прямой офтальмоскопии	1
Насадка для обратной офтальмоскопии	-
Насадка бинокулярная	-
Насадка диафаноскопическая	-
Насадка щелевая	-
Линза офтальмоскопическая:	
15 дптр	-
20 дптр	-
29 дптр	-
Линза 3 дптр	-
Блок осветительный	1
Световод	1
ОР-3Б-07	
Насадка для прямой офтальмоскопии	1
Насадка для обратной офтальмоскопии	1
Насадка бинокулярная	1
Насадка диафаноскопическая	-
Насадка щелевая	1
Линза офтальмоскопическая:	
15 дптр	1
20 дптр	1
29 дптр	-
Линза 3 дптр	1
Блок осветительный	1
Световод	2
ОР-3Б-08	
Насадка для прямой офтальмоскопии	1
Насадка для обратной офтальмоскопии	1
Насадка бинокулярная	1
Насадка диафаноскопическая	1
Насадка щелевая	1
Линза офтальмоскопическая:	

15 дптр	1
20 дптр	1
29 дптр	1
Линза 3 дптр	1
Блок осветительный	1
Световод	2