

НАБОР ПРОБНЫХ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ И ПРИЗМ

МАЛЫЙ № 1 (158 линз) ТАЙВАНЬ

Набор пробных очковых линз и призм предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы.



Конструкция набора позволяет врачу-офтальмологу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Кроме диагностической функции набор приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор состоит из 158 пробной очковой линзы:

- **стигматические** - от +/- 0.25 до +/- 12 ДПТР;
- **астигматические** - от +/- 0.25 до +/- 6.0 ДПТР;
- **призмы очковые** - от 0.5 до 3 СРАД.

Масса набора - не более 3.5 кг.

Габаритные размеры набора - 570x290x70 мм

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стигматические линзы								Астигматические линзы				Призмы СРАД		Вспомогательные линзы	
Отрицательные линзы				Положительные линзы				Минус		Плюс		Шт.	Наименование		Шт.
Диоптрия	Шт.	Диоптрия	Шт.	Диоптрия	Шт.	Диоптрия	Шт.	Дптр.	Шт.	Дптр.	Шт.				
0.25	2	3.50	2	0.25	2	3.50	2	0.25	2	0.25	2	0.50	2	Экран	1
0.50	2	3.75	2	0.50	2	3.75	2	0.50	2	0.50	2	1.00	2	Диафрагма с отверстием	1
0.75	2	4.00	2	0.75	2	4.00	2	0.75	2	0.75	2	2.00	2	Диафрагма щелевая	1
1.00	2	4.50	2	1.00	2	4.50	2	1.00	2	1.00	2	3.00	2	Светофильтр красный	1
1.25	2	5.00	2	1.25	2	5.00	2	1.25	2	1.25	2			Светофильтр матовый	1
1.50	2	5.50	2	1.50	2	5.50	2	1.50	2	1.50	2			Стекло листовое	1
1.75	2	6.00	2	1.75	2	6.00	2	1.75	2	1.75	2			Оправа пробная универсальная	1
2.00	2	8.00	2	2.00	2	8.00	2	2.00	2	2.00	2			Футляр	1
2.25	2	10.00	2	2.25	2	10.00	2	2.50	2	2.50	2			Салфетка	1
2.50	2	12.00	2	2.50	2	12.00	2	3.00	2	3.00	2				
2.75	2			2.75	2			3.50	2	3.50	2				
3.00	2			3.00	2			4.00	2	4.00	2				
3.25	2			3.25	2			6.00	2	6.00	2				