

Анализатор поля зрения 26.60.12.119-00000257					
Характеристики товара			Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Ед. измерения	Ко-л-во
Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики			
1	2	3	4	5	6
Максимальная длительность стимула	≤ 9.9	секунда	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Штука	1
Минимальная длительность стимула	≤ 0.1	секунда	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Периметрия	Статическая	х	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Цвет стимуляции	Зеленый	х	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Автоматическое определение положения зрачка	Да	х	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау (индекс надежности)	Да	х	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

Дополнительные параметры, не включенные в КТРУ указаны в Таблице 2*

* **Обоснование включения дополнительного описания.**

Дополнительная информация включена в описание товаров в соответствии с положениями ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях рационального расходования средств областного и федерального бюджета, повышения эффективности и результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, исходя из потребности заказчика, исключения поступления заказчику некачественных товаров, в целях устранения двусмысленных толкований.

Таблица 2

№	Описание требований	Наличие функции или величина параметра	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Радиус сферы, не менее, мм	300 мм		
	Диапазон измерения поля зрения, не менее	$\pm 80^\circ$, по паспорту;		
	Количество стимулов, не менее	246 шт.		
	Размер стимула, не менее	2 мм		
	Длительность предъявления стимула (диапазон)	100 -2000 мс		
	Интервал между стимулами (диапазон), не менее	500-4000 мс		
	Время исследования (диапазон), не менее	1 - 10мин		
	Звуковая сигнализация	есть		
	Контроль фиксации взгляда	автоматический		
	Мониторинг фиксации по Хейль-Кракау (индекс надежности)	Наличие		
	Выбор фиксации взгляда	центральная точка и центральный крест		

	Методика	Надпороговая		
	-гемиянопия	Наличие		
	- глаукома-назальная ступенька	Наличие		
	- макула	Наличие		
	-периферическое поле зрения 100%	Наличие		
	-периферическое поле зрения 30%	Наличие		
	-периферическое поле зрения 50%	Наличие		
	-слепое пятно	Наличие		
	-тотальная периметрия 100%	Наличие		
	-тотальная периметрия 30%	Наличие		
	-тотальная периметрия 50%	Наличие		
	- центральное поле зрения 100%	Наличие		
	- центральное поле зрения 30%	Наличие		
	- центральное поле зрения 50%	Наличие		
	Дополнительные программы			
	Критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) периферического зрения	Наличие		
	Глазной мускулатренир.	Наличие		
3.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение мед.персонала на рабочем месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
	Лицензия на сервис медицинского оборудования	Наличие		
4.	Документы			
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		