

ДИОПТРИМЕТР ОПТИЧЕСКИЙ ДО-3

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию	Примечание
	Окулярный(диоптриметр) линзметр	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Диапазон измерения задних вершинных рефракций неастигматических и астигматических очковых линз, дптр	от +25 до —30 дптр		
	Значения в диапазонах, дптр: от 0 до 6 от 6 до 15 свыше 15	±0,06 ±0,12 ±0,25		
	Диапазон измерения призматического действия	0 - 6 дптр		
	Погрешность измерения диоптриметра по шкале призматического действия в диапазонах, пр. дптр: от 0 до 3 свыше 3	±0,10 ±0,15		
	Положение главных сечений у астигматических линз и линии „вершина—основание" у призматических линз определяется в пределах	от 0 до 180°		
	Погрешность показаний угловой шкалы	1°		
	Габаритные размеры	315x206x150 мм		
	Вес	5 кг		
	Питание	220 В, 15 Вт		
3.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
4.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Свидетельство о поверке.	Наличие		

