



### Бесконтактный тонометр Kowa КТ-800



Простота эксплуатации благодаря автоматическому центрированию. Особенности и основные функции:

**Функция автоматического центрирования.**

Точная вертикальная и горизонтальная настройка производится автоматически. Оператору достаточно провести предварительную наводку, поместив светящуюся метку внутрь фокусирующего круга.

**Автоматический выбор диапазона измерения и мягкость потока воздуха.**

Усовершенствованная система управления давлением при выбросе воздуха позволяет осуществить точное измерение с первого раза, при этом нет необходимости переключать диапазон измерения (30 / 60 мм рт. ст.). При обследовании пациент ощущает только короткий мягкий поток воздуха.

**Функция определения недостаточно открытого глаза.** Процесс измерения не начинается, если глаз пациента недостаточно открыт.

**Высокая скорость печати.** Печать результатов измерения занимает не более 1 секунды.

**Автоматическая регулировка упора для подбородка.** Высота упора для подбородка регулируется нажатием кнопки.

### Технические характеристики

**Диапазон измерения глазного давления:** 0 - 60 мм рт ст (без переключения диапазона)

**Единица измерения:** 1 мм рт ст

**Расстояние измерения:** 11мм

**Тип центрирования:** автоматическое трассирование вверх-вниз и влево-вправо (размах в каждую сторону 3 мм). Ручное перемещение вперед-назад.

**Монитор:** 5 дюймовый ч/б электронно-лучевой

**Принтер:** с термопечатью, ширина 58 мм

**Диапазон перемещения рамки:** вперед-назад 40 мм; влево-вправо 86 мм

**Диапазон перемещения головки:** вверх-вниз 20 мм

**Интерфейс:** RS-232C, 10 контактов

**Источник питания:** переменного тока 100-230В, 50/60 Гц

**Потребляемая мощность:** 65ВА

**Размеры и вес:** 450 x 260 x 450 мм, 17 кг