



Светильник медицинский Clilight с принадлежностями (фонарик) KAWE, Германия

Это довольно простое, но очень удобное устройство, предназначенное для создания локальной области яркой освещенности. С его помощью можно эффективно обследовать полости рта, глотки, ушей и носа, проводить диагностику рефлекса радужки. Фонарик имеет форму шариковой ручки и крепится к карману халата на клипсе.

Включение – выключение производится путем нажатия на клипсу крепления и удержания в этом положении, на время включения

№ п/п	Параметр	Требования ТЗ
1.	Область применения:	
	Применяется как вспомогательное средство для освещения обследуемой области	Наличие
2.	Характеристика	
2.1	Светодиод (LED)	Наличие
2.2	Длина фонарика $\pm 5\%$, мм	126
2.3	Диаметр $\pm 5\%$, мм	12
2.4	Прочный алюминиевый корпус покрыт специальным лаком, устойчивым к условиям обработки и стерилизации	Наличие
2.5	Практичная клипса для прикрепления к халату врача	Наличие
2.6	Включение, выключение - клипса крепления	Наличие
2.7	Батареи типа AAA -2 шт.	Наличие
3.	Документы	
3.1	• Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие
3.2	• Декларация соответствия	Наличие
4.	Сервисное обслуживание	
4.1	Сервисная служба в г.Москве	Наличие